




Ficha Técnica

EMS SCULPTOR SLIM



Nombre del equipo:	Ems sculptor slim
Transductores Tesla:	De 2 /4 Transductores (asiento opcional)
Tesla :	2.5 Tesla
Voltaje de entrada:	AC 110V-220V
Potencia de salida:	300W-5000W
Frecuencia:	1-150HZ
Fusible:	20A
Tamaño:	122cm×66cm×59cm
Refrigeración:	Doble refrigeración de agua y aire



CORPORACIÓN
IDE PHARMA

Corporación IDE Pharma sl

Delegaciones:

Madrid (Gabinete Técnico)

Barcelona (Laboratorio)

Valencia (D. Comercial)

Galicia: Paseo de Colón, 20 Bajo 36002-Pontevedra

+34 986 104 453

info@corporacionidepharma.com